


คู่มือประกอบการใช้งาน
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย

KOKEN BABY - Baby Boy (LM- 026M)



หุ่น Koken Baby ผลิตจากซิลิโคนชนิดพิเศษ ทำให้มีผิวสัมผัสและมีลักษณะคล้ายทารกจริง เหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกหรือการผดุงครรภ์ รวมทั้งการสอนสาธิตต่างๆ ขนาดของหุ่นตัวยาวประมาณ 48 ซม. น้ำหนัก ประมาณ 3,000 กรัม แขนขาอ่อนนุ่มและจับงอ -เหยียด ได้ทุกทิศทาง ไม่มีรอยตะเข็บ ทำให้กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ นำไปอาบน้ำในอ่างได้ไม่จำกัดครั้งโดยไม่ต้องกลัวหุ่นเสียหาย

คุณสมบัติพิเศษ

- ออกแบบกระหม่อมหน้าและกระหม่อมหลังเหมือนจริง รวมทั้งรอยต่อของกะโหลกศีรษะทั้งรอยต่อด้านหน้าและกลางศีรษะ
- คอไม่ยึดแข็ง
- ใบหูงอได้
- ปากมีช่องเปิดตลอดลงไปถึงกระเพาะอาหาร ยาวประมาณ 15 ซม.
- จมูกมีช่องเปิดไปถึงกล่องเสียง ยาวประมาณ 5 ซม.
- แขนและขา จับงอได้หลายทิศทาง
- สายสะดือแกะออกได้ง่าย
- ถุงอัณฑะมีลูกอัณฑะ
- ช่องทวารหนักเล็กประมาณ 5 ซม.
- ผิวไร้รอยตะเข็บ กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์
- ผิวที่ทำด้วยซิลิโคน ไม่เปลี่ยนคุณสมบัติ ทำให้ล้างแช่น้ำได้โดยไม่มีข้อจำกัด



การนำไปใช้

1. ฝึกการอาบน้ำทารก (พุงคอ ปิดใบหู และจัดแขนขา)
2. ฝึกการสังเกตและวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ สะดือ ลูกอ้นทะ ฯลฯ
3. สามารถถ่ายภาพบำบัดทำที่ไม่ซับซ้อนได้
4. วัดปรอททางทวารหนัก
5. การดูแลทำความสะอาดสายสะดือ และดูแลความสะอาดสะดือหลังสายสะดือหลุด
6. หัดดูดนมทางจมูก ในปาก ลงในกระเพาะอาหาร

ข้อควรระวัง

การจับต้องหรืออุ้มหุ้่นขณะฝึกปฏิบัติอย่างไม่นุ่มนวล อาจทำให้หุ้่นเสียหาย